

お客様 各位

2011 年 12 月 7 日

## 「MIC-KEY バルーンボタン」DEHP フリー化のご案内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別なるご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。



弊社 0620 シリーズ「MIC-KEY バルーンボタン」に付属しておりますエクステンションセットにつきまして、原材料である塩化ビニールの可塑剤に DEHP<sup>\*1</sup>を使用しておりましたが、今後は DOA<sup>\*2</sup>を使用し DEHP フリー (DEHP 不使用) の製品として販売を開始することとなりましたので下記にご案内申し上げます。

尚、DEHP フリー化に伴いまして「ユニバーサルアダプター」<sup>\*3</sup>は、製造中止となり、今回の変更と共に同梱されなくなりますので併せてご案内申し上げます。

敬具

記

	対象製品
販売名	KC MIC* 栄養チューブ
認証番号	222ADBZI00086000
製品名	MIC-KEY バルーンボタン
品番	0620-XX-XX (全 62 サイズ)
切替開始日	2011 年 12 月末～2011 年 1 月頃
備考	*1 フタル酸-2-エチルヘキシル
	*2 アジピン酸ジオクチル
	*3 ユニバーサルアダプター ・単品での販売はございません。
	注) DEHP フリーの製品には DEHP (Di(2-ethylhexyl) Phthalate) Free Formulation の文字と DEHP Free Formulation の小さなロゴが 外箱および滅菌パックに表示されます。

以上

キンバリークラーク・ヘルスケア・インク  
デバイスマーケティング本部 祐川 直  
〒220-8115 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1  
フリーコール: 0800-100-5100 FAX: 045-682-5154  
(文書番号: 11DMKT-014-L)